



OTN
innovations
BADAL[®]

CE

OTNI 90 Toolbox

Gereedschap voor installeren, afstellen en vervangen van OTN Innovations en OTN Implants producten.

REF/Artikelnummer	Leverancier	Productnaam	Aantal
OTNI 16	OTN Innovations	OTNI 16 Puller	1x
OTNI 91	OTN Innovations	OTNI 91 Digital inclinometer holder	1x
OTNI 92	OTN Innovations	OTNI 92 DCA Retainer	1x
081.262A	Laserliner	Masterlevel Box Pro	1x
05075605001	Wera	2.5-25 nm Momentsleutel A6 Click-Torque 1/4" Inbus	1x
05022612001	Wera	inbussleutel 950 SPKL SW 6.0mm	1x
05023339001	Wera	HF 454 T-grip inbus 4.0 x 150mm	1x
05059610001	Wera	Inbus bits 4.0x50mm	1x
05059615001	Wera	Inbus bits 5.0x50mm	1x
05059620001	Wera	Inbus bits 6.0x50mm	1x
05059631001	Wera	Inbus bits 4.0x89mm	1x
8071	Bahco	8-serie – 27mm – 205mm	1x
3273660	Sharpie	Retractable Fine Point Black 1mm	1x
80103	Hoechstmass	Rollfix 150cm	1x

MD Medisch hulpmiddel klasse I



OTN Innovations B.V.
Simon Stevinweg 48
6827BT Arnhem
Nederland



1. Bedrijf

OTN Innovations B.V.
Simon Stevinweg 48
6827 BT Arnhem
Gelderland, Nederland

2. Product beschrijving

De OTNI 90 Toolbox is bedoeld als gereedschapsvoorziening voor het installeren, afstellen en vervangen OTN Innovations and OTN Implants producten. De OTNI 90 Toolbox bestaat uit:

- OTNI 16 Puller
- OTNI 92 DCA Retainer
- OTNI 91 Digital inclinometer holder
- Laserliner Masterlevel Box Pro
- Wera HF 454 T-grip inbus 4.0 x 150mm
- Wera 2.5-25 nm Momentsleutel A6 Click-Torque 1/4" Inbus
- Wera inbussleutel 950 SPKL SW 6.0mm
- Wera inbus bits 4.0x50mm
- Wera inbus bits 5.0x50mm
- Wera inbus bits 6.0x50mm
- Wera inbus bits 4.0x89mm
- Bahco 8071 8-serie – 27mm – 205mm
- Sharpie Retractable Fine Point Black 1mm
- Hochstmass Rollfix 150mm

2. Veiligheid

2.1 Beoogd gebruik

De OTNI 90 Toolbox is bedoeld als gereedschapsvoorziening voor het installeren, afstellen en vervangen OTN Innovations and OTN Implants producten. Sommige producten geïncorporeerd in de OTNI 90 Toolbox hebben een individueel beoogd gebruik zoals is aangegeven in de individuele gebruiksaanwijzingen.

2.2 Algemene veiligheidsinstructies

- De producten moeten alleen gebruikt worden volgens het bedoelde beoogd gebruik.
- Sommige producten hebben individuele veiligheidsinstructies zoals aangegeven in de individuele gebruiksaanwijzingen.
- De producten dienen uitsluitend gebruikt te worden door gekwalificeerd personeel.

3. EU richtlijnen en verwijdering

Dit product voldoet aan alle noodzakelijke normen voor de vrije beweging van goederen binnen de EU.

Dit product mag niet worden weggegooid bij huishoudelijk afval in alle rechtsgebieden. Volg de voorschriften voor verwijdering in het land waar het product wordt gebruikt. Houd u aan de informatie die wordt verstrekt door de bevoegde autoriteiten in het land van gebruik met betrekking tot retournering, inzameling en verwijderingsprocedures.

4. Juridische Informatie

Alle juridische voorwaarden zijn onderworpen aan de respectievelijke nationale wetten van het land van gebruik en kunnen dienovereenkomstig variëren.

4.1 Garantie

De garantie op de OTNI 90 Toolbox bedraagt 24 maanden. Deze garantie dekt storingen in de functionaliteit van het product als gevolg van fouten in materiaal, productie en constructie, mits de OTNI 90 Toolbox wordt gebruikt zoals bedoeld en onder normale omstandigheden. Normale slijtage valt niet onder de garantie. Slijtage als gevolg van storingen in de werking van de producten als gevolg van materiaaldefecten, productie en constructie valt ook onder de garantie, te bepalen naar het oordeel van OTN Innovations BV.

Dit document is ook beschikbaar in:



Nederlands



English



Deutsch